

# ANKOM TECHNOLOGY



## XT15 ANKOM ファットアナライザー フィルターバッグ法による脂肪抽出装置

### 低コストの省スペース自動化抽出装置

- 米国油化学会 認定手順 - (AOCS Am 5-04)
- 最大15サンプルを同時に抽出可能。
- 運転は完全に自動化。
- 効率性の高い溶媒の回収およびリサイクル。
- 設置面積が小さく、貴重な実験スペースを節約。

ANKOM<sup>XT15</sup> エクストラクターはソックスレー方式の抽出をより処理サンプル数の多いANKOM<sup>XT20</sup> ファットアナライザー同様、XT15は、圧力および高温下で抽出を行うことにより、処理を高速化します。一度に最大15サンプル、1日で150サンプル以上を抽出可能なため、処理能力は、劇的に向上します。 溶媒の回収およびリサイクルは、約97%以上の割合で、自動的に行われます。



米国ANKOM Technology (アンコム・テクノロジー)社は、フィルターバッグ技術の開発元です。

検体試料をバッグに封入することにより、取扱いを容易にし、ほぼ完全に分析ミスをなくします。また、操作する方が、化学薬品に触れることもありません。フィルターバッグをご利用になれば、自動化された装置内で試料をバッチ処理することにより、効率が格段に向上します。ラボで1日に処理できる試料の数は劇的に増加します。また、ANKOMの自動分析装置が処理を行っている間、他の分析/研究に専念できるため、コスト削減につながります。

- 正確な結果
- 高い精度
- バッチ処理
- 手動エラーの排除
- コスト削減
- 高い効率

Helping To Feed The World!

ANKOM  
TECHNOLOGY

# ANKOM <sup>XT15</sup>

## ファットアナライザー

### 仕様

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 動作仕様         |                                   |
| 試料重量:        | 1.0 ~ 3.0 g                       |
| 油脂分範囲:       | 0% ~ 100%                         |
| 1バッチ毎のサンプル数  | 最大15バッグ                           |
| 所要時間:        |                                   |
| 粗脂肪抽出 =      | 30~60分*                           |
|              | *乾燥時間を除く。<br>抽出時間は試料の種類により、異なります。 |
| 1日のサンプル処理数   |                                   |
| 粗脂肪抽出 =      | 最大150/日                           |
| 装置仕様:        |                                   |
| 稼動温度         | 90°C                              |
| 寸法 (幅×奥行×高さ) | 41 × 51 × 79 cm                   |
| 電源           | 100~120V, 50/60 Hz, 10A           |
| 重量           | 44 kg                             |



米国ANKOM Technology社は、繊維および脂肪の分析において、世界中で利用されているフィルターバッグテクノロジー(FBT)の開発元です。ANKOMの製品は、85カ国以上にユーザーを持ち、その品質とイノベーションで高い評価を受けています。ANKOM社は、お客様のニーズに応えるため、常に時間のかかる分析方法を改善する技術/製品を、研究開発しています。三紳工業は、50年の研究機関向け機器製造・販売にて培った経験をもとにANKOM社製品の購入のご相談から、購入後のアフターケアまで、一貫したサービスを提供します。

**ANKOM**  
TECHNOLOGY

ANKOM Technology  
2052 O'Neil Rd.  
Macedon, NY 14502  
Web: [www.ankom.com](http://www.ankom.com)

**三紳工業株式会社**  
analyze more with **SANSHIN.**

〒222-0001  
横浜市港北区樽町2-12-1  
Tel: 045-531-7741 Fax: 045-531-9345  
メール: [info@sanshinkogyo.co.jp](mailto:info@sanshinkogyo.co.jp)  
Web: [www.sanshinkogyo.co.jp](http://www.sanshinkogyo.co.jp)