

ANKOM TECHNOLOGY



XT15 ANKOM ファットアナライザー フィルターバッグ法による脂肪抽出装置

低コストの省スペース自動化抽出装置

- 米国油化学会 認定手順 - (AOCS Am 5-04)
- 最大15サンプルを同時に抽出可能。
- 運転は完全に自動化。
- 効率性の高い溶媒の回収およびリサイクル。
- 設置面積が小さく、貴重な実験スペースを節約。

ANKOM^{XT15} エクストラクターはソックスレー方式の抽出をより処理サンプル数の多いANKOM^{XT20} ファットアナライザー同様、XT15は、圧力および高温下で抽出を行うことにより、処理を高速化します。一度に最大15サンプル、1日で150サンプル以上を抽出可能なため、処理能力は、劇的に向上します。 溶媒の回収およびリサイクルは、約97%以上の割合で、自動的に行われます。



米国ANKOM Technology (アンコム・テクノロジー)社は、フィルターバッグ技術の開発元です。

検体試料をバッグに封入することにより、取扱いを容易にし、ほぼ完全に分析ミスをなくします。また、操作する方が、化学薬品に触れることもありません。フィルターバッグをご利用になれば、自動化された装置内で試料をバッチ処理することにより、効率が格段に向上します。ラボで1日に処理できる試料の数は劇的に増加します。また、ANKOMの自動分析装置が処理を行っている間、他の分析/研究に専念できるため、コスト削減につながります。

- 正確な結果
- 高い精度
- バッチ処理
- 手動エラーの排除
- コスト削減
- 高い効率

Helping To Feed The World!

ANKOM
TECHNOLOGY

ANKOM ^{XT15}

ファットアナライザー

仕様

動作仕様	
試料重量:	1.0 ~ 3.0 g
油脂分範囲:	0% ~ 100%
1バッチ毎のサンプル数	最大15バッグ
所要時間:	
粗脂肪抽出 =	30~60分*
	*乾燥時間を除く。 抽出時間は試料の種類により、異なります。
1日のサンプル処理数	
粗脂肪抽出 =	最大150/日
装置仕様:	
稼働温度	90°C
寸法 (幅×奥行×高さ)	41 × 51 × 79 cm
電源	100~120V, 50/60 Hz, 10A
重量	44 kg



米国ANKOM Technology社は、繊維および脂肪の分析において、世界中で利用されているフィルターバッグテクノロジー(FBT)の開発元です。ANKOMの製品は、85カ国以上にユーザーを持ち、その品質とイノベーションで高い評価を受けています。ANKOM社は、お客様のニーズに応えるため、常に時間のかかる分析方法を改善する技術/製品を、研究開発しています。三紳工業は、50年の研究機関向け機器製造・販売にて培った経験をもとにANKOM社製品の購入のご相談から、購入後のアフターケアまで、一貫したサービスを提供します。

ANKOM
TECHNOLOGY

ANKOM Technology
2052 O'Neil Rd.
Macedon, NY 14502
Web: www.ankom.com

三紳工業株式会社
analyze more with **SANSHIN.**

〒222-0001
横浜市港北区樽町2-12-1
Tel: 045-531-7741 Fax: 045-531-9345
メール: info@sanshinkogyo.co.jp
Web: www.sanshinkogyo.co.jp