

## ANKOM XT シリーズ 脂肪抽出装置 機能比較

			
装置名	XT10 エクストラクター	XT15 エクストラクター	XT20/XTR ファットアナライザー
1回の抽出試料数	15	15	20
(参考) 1日の抽出数	120	150	>200
溶媒回収	90%以下	97%以上	97%以上
1試料あたりの 溶媒使用量	3~5 ml	0.7~2 ml	0.7~2 ml
オートメーション (自動化)	半自動 (手動での溶媒注入が必要)	自動 (手動で蓋の開閉が必要)	全自動
排気システム	微量の溶媒気体が蒸発。 排気フードへの配管が必要。	活性炭浄化システム取付可。 排気フード不要。	活性炭浄化システム取付可。 排気フード不要。
寸法 (幅×奥行×高さ)	330 × 508 × 787 mm	330 × 508 × 787 mm	740 x 540 x 510 mm (XT20) 460 x 650 x 650 mm (XTR)
制御システム	マイクロプロセッサ	マイクロプロセッサ	マイクロプロセッサ 有機蒸気検知器(OVD) 光ファイバセンサー